


pelicangio —●

Les sets scanner simplifient vos procédures



L'hygiène et la sécurité sont vos priorités...

- Les perforateurs inclus dans les sets scanner vous évitent d'ouvrir les flacons : vous bénéficiez d'une meilleure asepsie et évitez les coupures.

Vous économisez du temps et de l'argent...

- Vous économisez du temps grâce à l'important débit de remplissage (10 ml/s) et à l'adaptabilité du perforateur sur tous types de seringues.
- Vous économisez du produit contraste : le débullage est réalisé dans le flacon ce qui permet d'utiliser 100% du produit et le raccord spiralé possède un faible volume résiduel.



pelicangio

Les sets scanner

<i>Désignation</i>	<i>Références</i>	<i>Conditionnement</i>
Seringue 200 ml pour Medrad Mark V et V+ et Medtron Injektron avec raccord spiralé et canule	0137RA	Boîte de 50 unités
Seringue 200 ml pour Medrad Mark V et V+ et Medtron Injektron avec raccord spiralé et perforateur	0137RB	Boîte de 50 unités
Seringue 130 ml pour Medtron Injektron avec raccord spiralé et perforateur	0137RC	Boîte de 50 unités
Seringue 200 ml pour Medrad Mark V et V+ et Medtron Injektron avec raccord droit et canule	0137RG	Boîte de 50 unités

Les différents éléments pour des sets scanner sur mesure

<i>Désignation</i>	<i>Références</i>	<i>Conditionnement</i>
Seringue 130 ml pour Medtron Injektron avec canule	0137NB	Boîte de 50 unités
Seringue 200 ml pour Medrad Mark V et V+ et Medtron Injektron avec canule	0137ND	Boîte de 50 unités
Seringue 200 ml pour Medtron Injektron	0137NH	Boîte de 50 unités
Canule de remplissage	0137SB	Boîte de 100 unités
Perforateur universel	0170NH	Boîte de 100 unités
Raccord spiralé	0163QA	Boîte de 50 unités